

Étape 1 pour votre dépistage: **Vous avez reçu une fiche de suivi que vous devez joindre à votre test**

Veillez vérifier les informations ci-dessous, les compléter et les corriger si nécessaire

Nom :  *Étiquette code-barres patient-e*

Prénom : _____
 Nom de naissance : _____
 Adresse : _____

Date de naissance : _____ Téléphone : _____

Assurance : _____ N° assuré-e : _____

Médecin traitant : _____

Pharmacie :  *Étiquette code-barres pharmacie*

IMPORTANT, à compléter : Date de prélèvement des selles : ____/____/____

COLLEZ ICI l'étiquette code-barres qui se trouve sur le test  *Étiquette code-barres test*

Il est indispensable d'inscrire au stylo vos nom, prénom et date de naissance sur le tube du test.

En signant :

Je déclare avoir été informé-e de la manière dont est organisé le dépistage du cancer du côlon, de ses avantages et de ses limites.

J'autorise la transmission, l'utilisation et l'archivage de mes données médicales entre les professionnels de santé impliqués dans le suivi de mon dossier dans le cadre du programme de dépistage, sous forme électronique et/ou papier, conformément aux prescriptions légales en vigueur en matière de protection des données.

J'autorise la transmission du résultat de mon examen de dépistage au professionnel de santé (médecin traitant ou pharmacien) qui a réalisé mon inclusion dans le cadre du programme de dépistage.

J'autorise la transmission de mes données médicales au Registre neuchâtois et jurassien des tumeurs, de manière confidentielle et conformément au secret médical.

Je consens à ce que mes données, rendues anonymes, soient utilisées à des fins statistiques et d'amélioration continue de la qualité du programme de dépistage.

J'autorise, en cas de déménagement, à ce que mon dossier complet soit transmis au programme de dépistage (si existant) de mon nouveau canton de domicile.

J'autorise la transmission au programme de dépistage du résultat des éventuels examens complémentaires de suivi réalisés suite à mon examen de dépistage.

Ces informations resteront confidentielles. Vous pouvez à tout moment retirer votre consentement par courrier écrit ainsi que demander la modification des informations personnelles vous concernant.

Je consens à ce que la présente fiche de suivi, dûment complétée et signée, soit archivée sous forme numérique. La version papier sera donc scannée puis détruite.

Date : Signature :

Le kit «test de dépistage»

- Ce mode d'emploi
- Un tube plat de prélèvement
- Une feuille de recueil de selles
- Un sachet plastique
- L'enveloppe d'expédition du test

Important :


Il est essentiel d'indiquer la date à laquelle vous avez réalisé votre test faute de quoi il ne pourra pas être interprété. Il est également important de l'envoyer sous 24 heures et d'éviter de le poster les veilles de jours fériés.

À l'attention des femmes non ménopausées: le test doit être réalisé en dehors de la période des règles, idéalement 2-3 jours après la période des règles.

Vérifiez l'exactitude de ces informations

Reportez la date de réalisation du test

Décollez cette étiquette du tube plat et collez-la sur la fiche de suivi



Datez et signez la mention d'information et d'autorisation de traitement des données



Étape 2 pour votre dépistage:

1 Notez sur l'étiquette du tube plat votre nom, prénom, date de naissance, ou collez une étiquette si vous avez reçu une lettre d'invitation.




2 Urinez si besoin puis collez la feuille de recueil des selles sur la lunette des WC comme sur le dessin.



3 Allez à la selle (les selles ne doivent pas entrer en contact avec l'urine ou l'eau des toilettes).




4 Ouvrez le tube plat en dévissant délicatement le bouchon turquoise: la tige de prélèvement apparaît.




5 «Râclez» les selles en 5 à 6 endroits différents avec la tige turquoise. Tous les sillons doivent être remplis de selles.

Attention: l'excès de selles rend le test ininterprétable



6 Remettez la tige dans le tube et refermez-le. Un clic sonore confirme que le tube est bien fermé.



7 Secouez énergiquement le tube de prélèvement fermé. Glissez-le dans le sachet plastique, puis dans l'enveloppe d'expédition.



8 Expédiez dans les 24 heures le tube de prélèvement **ainsi que la fiche de suivi** au laboratoire d'analyse. Un envoi rapide garantit une meilleure fiabilité du test.

